



Life Guard

Zestaw infuzyjny do portów



Igła bez silikonu, zapobiegająca wysunięciu z portu.
Miękkie skrzydełka poprawiające komfort pacjenta.
Uniwersalna złączka „LuerLock”.

Innowacyjny system zapobiegający zakłuciu przy usuwaniu igły



W warunkach szpitalnych igłę można pozostawić w porcie na 5-7 dni, pod warunkiem regularnej kontroli stanu skóry w okolicy nakłucia portu. W przeciwnym wypadku zaleca się wymianę igły co 48 godzin. Jeżeli przez port podaje się preparaty krwiopodobne lub emulsje tłuszczowe, zalecana jest wymiana igły co 24 godziny.

Zestawy igieł do infuzji „LifeGuard”	
Numer katalogowy	Rozmiar igły LifeGuard
LG-19-75	19Gax0,75’’ (19mm)
LG-19-100	19Gax1’’ (25,4mm)
LG-20-50	20Gax0,5’’ (13mm)
LG-20-75	20Gax0,75’’ (19mm)
LG-20-100	20Gax1’’ (25,4mm)
LG-20-150	20Gax1,5’’ (38mm)
LG-22-50	22Gax0,5’’ (13mm)
LG-22-75	22Gax0,75’’ (19mm)
LG-22-100	22Gax1’’ (25,4mm)