

## Przykładowy zestaw do implantacji portu

1. Prowadnica z oznaczeniem długości	7. Cewnik
2. Tunelizator	9 i 12. Mechanizm mocujący cewnik z kaniulą
3 i 8. Strzykawki 10ml niskooporowe	10. Prowadnica typu „J” dł. 500mm
4. Igła wprowadzająca 18Ga	11. Igła do wlewu Life Guide z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ułkuciu przy usuwaniu igły
5. Igła stalowa, prosta 22Ga	13. Narzędzie do unoszenia naczyń
6. Igła tępa	14. Port naczyniowy

